

- 特殊寝台
- 特殊寝台
付属品
- 床ずれ
防止用具
- 車いす
- 付車
属品
- スロープ
- 歩行
補助
- 変換
器
- 歩行
器
- リ移
動
用
- 手すり
- 徘徊
感知
器
- 自動
排泄
装置

床ずれができていない

床ずれができています



静止型マットレス

アルファプラL (タイカ)

体圧分散と動きやすさのバランスが特徴。
あなたを床ずれから守ってくれる最初のマットレス。

厚さ
↑ ↓
10.0
cm

長さ
← →
195 cm



●カバー ポリエステル
●クッション材 シリコーンゲル
ポリウレタンフォーム

91cm幅 MB-LW1R
TAISコード 00563-000103

83cm幅 MB-LW3R
TAISコード 00563-000101


課税			
月額 料金		1割	
2割		3割	

ディンプルマットレス
(ケーブ)

ウレタンフォーム特有の反力を軽減し快適な寝心地も両立

厚さ
↑ ↓
12.0
cm

長さ
← →
191 cm
180cm mini



90cm幅 CR-541
TAISコード 00206-000070

83cm幅 CR-540
TAISコード 00206-000070

月額 料金		1割	
2割		3割	

ストレッチグライドマットレス
(パラマウントベッド)



厚さ
↑ ↓
12.5
cm

長さ
← →
191 cm
180cm mini

課税			
月額 料金		1割	
2割		3割	

91cm幅 KE-791TQ
TAISコード 00170-000725

83cm幅 KE-793TQ
TAISコード 00170-000727

91cm幅 mini KE-792TQ
TAISコード 00170-000726

83cm幅 mini KE-794TQ
TAISコード 00170-000728

キューオラ通気タイプ (ケーブ)

抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散性
療養者のQOLの向上が可能です。

厚さ
↑ ↓
10.0
cm

長さ
← →
191 cm
180cm mini



91cm幅 CR-591
TAISコード 00206-000077

83cm幅 CR-590
TAISコード 00206-000077

91cm幅 mini CR-593
TAISコード 00206-000077

83cm幅 mini CR-592
TAISコード 00206-000077

アクアフロートマットレス 通気タイプ
(パラマウントベッド)

臀部にかかる負担を水のちからで軽減。
12cmの薄さで優れた体圧分散性能を実現。

厚さ
↑ ↓
12.0
cm

長さ
← →
191 cm
180cm mini



91cm幅 KE-841Q
TAISコード 00170-000507

83cm幅 KE-843Q
TAISコード 00170-000508

課税			
月額 料金		1割	
2割		3割	

91cm幅 mini KE-8411Q
TAISコード 00170-000511

83cm幅 mini KE-8431Q
TAISコード 00170-000512

アルファブラF (タイカ)

4×4スリット加工によりマットレスがぴったりフィット。
体重の軽い方から重い方まで、オールマイティに対応。

厚さ
↑ ↓
13.0
cm

長さ
← →
195 cm
181cm mini



■柔らかく、動きやすい。アルファブラでおなじみのアルファゲルと、高弾性無膜ウレタンフォームによる優れた体圧分散性と寝心地を実現。
■4×4スリットにより体圧分散しながら体にフィット。
■新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く拡散し、暑さを軽減。

91cm幅 MB-FW1R
TAISコード 00563-000059

83cm幅 MB-FW3R
TAISコード 00563-000056

課税			
月額 料金		1割	
2割		3割	

91cm幅 mini MB-FW1S
TAISコード 00563-000058

83cm幅 mini MB-FW3S
TAISコード 00563-000055

「めやす」はメーカーカタログや実物による試験などを元に総合的に判断したものです。商品の優劣を示すものではありませんのでご注意ください。



床ずれ防止用具

静止型マットレス

エバークラウドマットレス(通気タイプ) (パラマウントベッド)



5層構造が静止型最高クラスの体圧分散性を発揮

床ずれリスクやADLに応じて、使い分けが出来るリバーシブル構造。EXソフト面はエアマットレスと同等の静止型最高レベルの体圧分散性を発揮。ソフト面は反発性を高めて、体圧分散性能と動きやすさを両立しています。

●EXソフト面 ●ソフト面 ●エアマットレス



グライドシートが滑って背上げ時の「ずれ」を軽減

グライドシートが背部や踵部にかかるずれ力を低減。逆に臀部は身体のすり落ちを防ぎます。



静止型で最高レベルの体圧分散性に加えて、床ずれの発生要因である「ずれ」や「蒸れ」も軽減

91cm幅	KE-621TQ
TAISコード	00170-000962

83cm幅	KE-623TQ
TAISコード	00170-000964

課税	
月額料金	1割
2割	3割

静止型マットレス

アルファブラフII (タイカ) NEW



寝返りがしやすい特殊構造



■熱がこもりにくくムレにくい



■丸洗いOK



■耐久性に優れへたりに強い

空気や水を通しやすい無膜ウレタンを採用することにより、暑さによるムレを軽減し、マットレス洗浄後の乾燥時間を有膜ウレタンの1/6に短縮しました。
また、無膜ウレタンは耐久性に優れており、へたりに対しても強くなっています。

91cm幅	MB-FIIW1R
TAISコード	00563-000129

91cm幅	mini MB-FIIW1S
TAISコード	00563-000130

83cm幅	MB-FIIW3R
TAISコード	00563-000126

83cm幅	mini MB-FIIW3S
TAISコード	00563-000127

課税	
月額料金	1割
2割	3割

ベッドパッド

PC床ずれナースパッド(黒田)



夏涼しくて冬暖かい。
床ずれ防止用具のお供に。



立体格子構造が空気の層を保ち体圧も分散。



91cm幅	TN-1100T/91
TAISコード	00762-000010

83cm幅	TN-1100T/83
TAISコード	00762-000001

課税	
月額料金	1割
2割	3割

※エアマットレス、静止型マットレスの上に敷いてご利用ください。

ベッドパッド

ブレイラプラスベッドパッド (グローバル産業 ドクターケア事業部)



防水マットレスに通気性をプラス
エアマットレスに除湿性をプラス
硬めのマットレスに体圧分散性をプラス

91cm幅	BRPS-910R
TAISコード	01149-000012

83cm幅	BRPS-830R
TAISコード	01149-000011

91cm幅	mini BRPS-910S
TAISコード	01149-000013

課税	
月額料金	1割
2割	3割

※マットレスの上に敷いてご利用ください

床ずれ防止用具




ハイブリッドタイプ

ステージア (モルテン)



体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策した高機能エアマットレス



■マイクロエアセル+連動したフィッティング層=底着き防止層により、体圧分散能と除圧性能および寝心地のよさと寝返りのしやすさを向上しています。

体圧分散性能	除圧性能	寝心地
座位安定性	むれ対策	ひえ対策

■体圧分散式マットレスに求められる6つの特性を備えています。



91cm幅	MSTA91
83cm幅	MSTA83

91cm幅	mini MSTA91S
83cm幅	mini MSTA83S

TAISコード	00054-000115
月額料金	1割
2割	3割

課税

エアーマットレス

エアマスターネクススR(ケープ)



ワンタッチで誰でも簡単に安全に使用出来る高機能エアマットレス



かんたんモード



ムレ対策

ブレスエアー®が換気効率を向上

クイックハード

●清拭やおむつ交換時など
●安定床面確保



●かんたんモード搭載で40kg～60kgの療養者は電源コンセントを入れるだけ。
●体重設定は20kg～120kgに対応。

背上げ対応「自動ヘッドアップ対応機能」

背上げ角度に応じた内圧に自動調整し、底づきを防ぎます。臀部の沈み込みを抑え、圧迫感や不快感のない背上げ姿勢を保てます。
自動化により、設定・解除のし忘れがありません



90cm幅	CR-663
TAISコード	00206-000083

84cm幅	CR-660
TAISコード	00206-000082


課税	
月額料金	1割
2割	3割

ハイブリッドタイプ

アマンダ (モルテン)



「3D 除圧」と「お知らせ機能」で安全・安心を追求した高機能エアマットレス



※受信機は取り外して持ち運びできます。



91cm幅	MAMA91
TAISコード	00054-000436

83cm幅	MAMA83
TAISコード	00054-000435

課税

月額料金	1割
2割	3割



床ずれ防止用具



エアマットレス

ビッグセルアイズ NEW (ケーブ)

厚さ 15.0 cm
長さ 192 cm → 180 cm (mini)



新たな床ずれ発生リスク「Microclimate」に対応する次世代のエアマットレス



背上げ時の循環・介護ケアをサポート「角度・時間管理アシスト機能」



進化したクイックハードモード



安全システムである自動解除機能が進化。自動解除までの残り時間を液晶画面に表示します。残り時間をお知らせする音声機能も搭載。

停電対策／メモリ機能

停電対策機能付き
メモリ機能
停電の時、最低でも14日間マットレスがつぶれません。電源復旧後は直前の設定に自動復帰します。

90cm幅 CR-753
TAISコード 00206-000141
84cm幅 CR-750
TAISコード 00206-000140

90cm幅 mini CR-757
TAISコード 00206-000143
84cm幅 mini CR-755
TAISコード 00206-000142

課税

月額料金	1割
2割	3割



ハイブリッドタイプ

オスカー (モルテン)

厚さ 17.0 cm
長さ 193 cm → 182 cm (mini)



さまざまな身体状況の利用者様へのケアに最適な特性で対応する人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高性能エアマットレス



91cm幅 MOSC91
83cm幅 MOSC83

91cm幅 mini MOSC91S
83cm幅 mini MOSC83S

TAISコード 00054-000137

課税

月額料金	1割
2割	3割


エアマットレス

オスカーエアタイプ (モルテン)

厚さ 17.0 cm
長さ 193 cm → 182 cm (mini)



マットレス全体(マイクロエアセル、フィッティング層)がエアのタイプ



91cm幅 MOSC91A
83cm幅 MOSC83A

91cm幅 mini MOSC91SA
83cm幅 mini MOSC83SA

TAISコード 00054-000139

課税

月額料金	1割
2割	3割


エアマットレス

ここちあ利楽Flow NEW (パラマウントベッド)

設定不要、体位変換も背上げ時のかたさ調節も全自動です。



体位変換機能付きエアマットレスで史上初!!
設定不要の完全自動運転



背上げ角度が30度を超えると、4個のセルが同時に膨らみ背上げ姿勢の保持と接触面積を拡大することで、体圧分散性を向上します。

91cm幅 KE-911S 清拭
TAISコード 00170-001351
83cm幅 KE-913S 清拭
TAISコード 00170-001353

非課税

月額料金	1割
2割	3割

利楽flow紹介ページ




厚さ 17.0 cm
長さ 193 cm

車いす



1.車いすの種類

標準型〈自走用・介助用〉



標準サイズでつくられた車いすです。ご本人が操作して駆動させる自走用と、介助者が押して駆動させる介助用があります。

モジュール型




部品の組み替えや、車輪、シートの位置などが調節できる車イスです。部品の一部が取り替え可能な簡易モジュラー型と呼ばれる種類もあります。

リクライニング型




ティルト機能(座背角が一定のまま倒せる)やリクライニング機能(バックレストを倒せる)が基本です。レッグサポートの角度調節や頭部の位置調節など、姿勢保持機能を備えたものもあります。

電動型



電気で駆動する車いすです。自走用と介助用のほかに手動車いすに駆動ユニットを取り付けるものなど、さまざまな種類があります。

2.各部の名称と機能



3.取扱い方法

広げ方

- ブレーキをかけ、アームレストを持ち外側に少し開き、シートの両側に手を押いて下に向かって押し広げる(指をはさまないように注意する)。

折りたたみ方

- フットレストを折たたみ、シートの中央を持ち上げて折りたたむ。


乗降時の注意

- 駐車ブレーキの確認→車いすが移動しないように。
- フットレストの折たたみ ※乗降時ステップ上に乗らないよう注意。

坂道、段差などでの注意(特に介助する方)

- 坂道や段差を下る際は、後向きで。
- 段差を昇る際は、介助者がティッピングレバーを利用して、力を有効に使う。
- 側溝のフタの隙間や踏切のレールの段差にキャスターが挟まることのないよう注意。

4.車いすサイズ表記



※前座高は座クッションを装着していない場合の寸法です。