

# 春の新規取扱商品

PRIME CARE  
プライムケア愛知 株式会社

いつもご愛顧下さりありがとうございます。  
この春、弊社のレンタル取扱い商品に新たなラインナップ！  
皆様の選定候補のひとつに是非追加くださいませ。

## 歩行器

# スワリナ

商品名：スワリナ  
型式：WAW30  
TAIS：00030-000240

商品サイズ	幅560×奥行615×高さ710~910mm 重量 6.4kg
座面寸法	幅345×奥行330mm 座面高 425mm
最大使用者体重	80kg

## Tacaof



その場でも旋回でき、  
狭小スペースでも  
使いやすい設計です。  
万々に備え、前輪上部に  
バンパーを装備します。



座面はスペースが広く、  
立位はもちろんのこと  
座位での利用もしやすいです。

## 歩行器

# スリムフィット

商品名：スリムフィット  
型式：SL-0470 (スタンダード)  
：SL-0520 (ラージサイズ)  
TAIS：00170-001652

商品サイズ	スタンダード 44x57x80~91cm ラージ 52x67x86~101cm
本体重量	スタンダード 4.0kg ラージ 4.3kg
使用者体重	スタンダード 80kg ラージ 95kg



リーチハンドルは持ち手  
グリップを180度回転可能。

ブレーキ・駐車ブレーキは  
片手で操作できます。

坂道や立ち上がり補助も。  
介護度の高い方にもおすすめ。



ハンドルの  
切替により、  
転倒防止に  
つながります。  
様々な方に向け  
ご検討下さい。

## 特殊寝台付属品

# KF-2933

商品名：一括ロック機能付き  
ベッドサイドテーブル  
型 式：KF-2933  
TAIS : 00170-001652

本体サイズ	幅900×奥行400×高さ610~925mm 重量 16kg
天板寸法	幅907×奥行456mm
耐荷重	80kg

### より安定した状態で使える移動ロック

ひとつのペダル操作で、すべてのキャスターを操作できます。

### 端座位や車椅子に対応する新形状の脚部

脚部はコの字型として、足を入れるスペースを設けています。

## 「足をゆかに着けて座る」をサポート



as human, for human  
PARAMOUNT BED

ロックは簡単！  
手前側で操作できます！



## 手すり

# わたレールEK

商品名：たよレールSOTOE用連続手すり わたレールEK  
型 式：BZW-1612EK  
TAIS : 01265-000303

お馴染みのたよレールSOTOE用連結手すりに新たな長さがラインアップ!!

NEW

!!ぐぐっと長く!!  
1200~1600mm



PRIME CARE  
プライムケア愛知 株式会社

たよレールSOTOE  
(標準型・スリム型)を  
わたレールEKで連結

これまでは...



ベースプレートの数を  
減らすことができ、  
スッキリとまとめます。

これまでは上手く置けなかった場所や  
きれいに使いやすくまとめたい場所に！  
今まで以上に対応幅が広がります。

# 車いす


## グレイスコアミニモ

商品名：グレイスコアミニモ  
 型式：GRC-50B, 60BD (自走, 介助)  
 TAIS：00066-000419※50B  
 : 00066-000421※60BD



### 座シート奥行36cm⇔32cm

座シート奥行を36・32cmに調整可能。小柄な方でも骨盤を座シートの奥までしっかり入れて座りやすくなります。また、足置き操作もしやすくなります。



### 快適性・操作性が抜群です!

品番	キャスト × 大車輪	※1 前座高	後座高	シート幅	※3 シート奥行	アームサポート高	※4 バックサポート高	※5 フット長	全長	全高	全幅	重量
GRC-50B	5×20	※2(390) 370 350	※2(375) 355 335	400 420	360(320)	235~295	560	230~290	960	900	565	16.8kg
GRC-60BD	5×16	※2(390) 370	※2(365) 345	400 420	360(320)	235~295	560	230~290	975	890	560	16.9kg

※1 出荷時は前座高370mm。前座高を変更して出荷希望される場合は別途費用が掛かります。  
 ※2 (1)の前座高・後座高の設定はメーカーオプションになります。  
 ※3 シート奥行は360mmと320mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定360mm)  
 ※4 JIS上は515mmとなります。  
 ※5 フット長・フットサポート・シート間距離  
 ※6 座幅400mm時の寸法になります。

### 座面の高さ調整37/35cm (39cm)

座面の高さを37・35cm (\*39cm) に設定可能。小柄な方でも床面に足が届きやすい座面の高さに設定する事で、安心して移乗したり、足置き操作がしやすくなります。  
 \*前座高39cmはメーカーオプションとなります。

【前座高】  
37/35cm (\*39cm)



グレイスコアミニモで足がしっかり床に届いて立ち上がりも安心♪



# スロープ

## ケアスロープT

商品名：傾斜補正台  
 型式：CS-T  
 JANコード：4958519550003

本体サイズ	幅75×奥行29~30×高さ4~6cm 重量 16kg
対応高さ	地面から4~6cm ※CS-150以上の長さで組合せ可能
耐荷重	300kg※スロープ設置時


### ケアスロープTとは

ケアスロープ®と傾斜補正台(CS-T)を組み合わせた **車いす用傾斜対応スロープ** です。




**置けなかった  
あの場所に!  
さらに安定性  
確保が可能!**


品番	対応スロープ	傾斜補正台	TAISコード
CST-150	CS-150	CS-T	00093-000059
CST-175	CS-175		00093-000060
CST-200	CS-200		00093-000061
CST-240	CS-240C		00093-000062
CST-285	CS-285C		00093-000063



勾配のある場所にスロープを置くと隙間が発生、設置が不安定...



この隙間を補う事で設置が安定します!



注) ケアスロープ®とセットでご使用ください。  
 CS-T単体のTAISコードの登録はございません。

### 特長

- ◆ ケアスロープ®と地面の隙間に本製品を敷き、脱輪防止アームをセットするだけの **簡単設置!**
- ◆ 高さ調整ができ、**4cm~6cm**まで対応可能です!
- ◆ 本製品は脱輪防止アームを付け替える事で **左右どちらでも設置可能です!**



# 体位変換器

# Anymo

エニモ

商品名：エニモ R600 (800) タイプ  
防水カバーセット  
型 式：CK-461, 462 (600, 800)  
TAIS : 00206-000148 (600タイプ)  
: 00206-000149 (800タイプ)

600タイプ	約30×60cm ※ハンドル部のぞく
800タイプ	約30×80cm ※ハンドル部のぞく
材質	表側地/ポリエステル80%、綿20% 中身/ポリウレタンフォーム100%

姿勢が崩れにくい、美しい30度側臥位のためにデザインされたリバーシブル構造のRモデル600/800タイプ。



スリット面

フラット面

リバーシブル構造で  
上半身も下半身も

体位変換をサポート  
するハンドル付き

上半身を1本で支え  
られる適切な長さ

下肢の位置をガイド  
する『スリット構造』

汎用性が高いクッションで  
体位変換のサポートも可能。  
独自のスリット構造が  
安定感を高めます。

# 車いす付属品

# MOLA(モーラ)

商品名：タカノクッション  
MOLAフラットタイプ  
型 式：TC-ML40F  
TAIS : 00297-000121

商品名：タカノクッション  
MOLAコンタータイプ  
型 式：TC-ML40C  
TAIS : 00297-000120



着座15分経過しても理想的な圧分散効果を発揮！

MADE IN JAPAN

Check Point

タカノクッションMOLAは  
4枚構造

アウターカバー  
(防水・吸湿)

インナーカバー  
(防水、防水ファスナー)

ラテックス層

モールドウレタン層

フラットタイプ	コンタータイプ
W400×D400	W400×D400
h2 (坐骨部)55	h2 (坐骨部)50
h1(大腿部)60	h1(大腿部)75
H (最厚部)65	H (最厚部)87
0.98kg	1.1kg

体圧分散性と  
座位保持性の  
高いコンタータイプ  
足こぎしやすく馴染み  
の良いフラットタイプ

多くのお悩みを  
網羅的に解決します。

PRIME CARE  
プライムケア愛知 株式会社